

<7インチ液晶付双眼顕微鏡> <9インチ液晶付単眼顕微鏡>

- ・液晶で精液状態を確認できるので、担当者間の目合わせに有効です。

・7インチ

接眼レンズ(10倍 16倍)
対物レンズ(20倍 40倍)
(60倍 100倍)

モニターレンズ(20倍)

倍率 200~1600倍

モニター倍率 400~2000倍

※9インチモデルには加温装置が付いています。(38℃固定)

・9インチ

接眼レンズ(10倍 16倍)
拡張レンズ(接眼レンズ専用) 接眼レンズ×2倍
対物レンズ(4倍 10倍 40倍)

モニターレンズ(20倍)

倍率 40~1280倍 ※拡張レンズ使用時

モニター倍率 80~800倍



7インチ液晶付双眼顕微鏡



9インチ液晶付単眼顕微鏡

<精液採取袋> <AI用採取容器>

- ・滅菌不要で精液採取後にフィルターを切り離せばそのまま希釈できます。
- ・最小受注単位 100枚



精液採取袋



左 450ml 右 1000ml

<インキュベーター>

大切な精液を安全に確実に保管いたします。

型式：KCN-40A / KCN-25C

- ・ 内容量：37 リットル / 20 リットル
- ・ 設定温度範囲：3～45℃
- ・ 使用電源：AC100V 50/60Hz
- ・ 消費電力：最大 98W




KCN-40A



KCN-25C

<AIバンド>

- ・ 圧力で母豚の条件反射を発生させ、精液の吸収を促進。
- ・ 繋ぎ棒を使えば、瓶、管、袋を固定し母豚の自然受精ができます。
- ・ 一人で他頭の同時受精が可能。



<スポンジカテーテル>

使い捨てカテーテル

- ・スポンジ状構造で適正な内径・外形・長さ。
- ・個別包装で衛生的。
- ・逆流防止キャップ付き。
- ・最小受注単位 100本



未経産用




経産用


<深部スポンジカテーテル>

使い捨てカテーテル

- ・子宮内注入により早く精子が卵管膨大部へ到達します。
- ・精液の逆流量が減ります。
- ・最小受注単位 100本



未経産用



経産用

<精液希釈液>

精子の運動性に着目した新しい精液希釈剤。

品名：HIRO-SWINE B液

- ・液体として納入、使いたい時にすぐ使用可能。
- ・最小受注単位 10リットル



<マイクロウォームプレート>

精液の活性測定に安定した温度を提供します。

型式：MP-500、MP-10DMF

- ・電源設定 AC100V 50/60Hz
- ・設定温度範囲 0~50°C (但し室温以下は制御不可)
- ・MP-500

プレート面積 106×81×7 (mm)

加温部面積 87×60(mm)

特徴

簡易版のマイクロウォームプレートです。

小型サイズで全ての顕微鏡に適合します。

スライドガラスが2枚検査できます。

- ・MP-10DMF

プレート面積 145×130×7(mm)

加温部面積 110×95(mm)

特徴

標準型のマクロウォームプレートです。

スライドガラス3枚同時に検査できます。



その他、各種設備・器具のご用意もございます。お気軽にご連絡下さい。

お問い合わせ先

株式会社シムコ

- ・東日本営業所 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-35-13
TEL : 03-6861-4650
- ・西日本営業所 〒891-0143 鹿児島県鹿児島市和田一丁目 51-31
TEL : 099-260-0262
- ・西日本営業所 〒672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江字浜万才 1290 伊藤忠飼料(株)内
(姫路駐在) TEL : 090-3210-1491
- ・E-mail : east@cimco.co.jp
- ・HP : <http://www.cimco.co.jp>