


〈マイクロウォームプレート〉



型式 : MP-100MF

- ・電源設定 : AC100V 50/60Hz
- ・消費電力 : 最大40W
- ・設定温度範囲 : 0~50℃
(但し、室温以下は制御不可)
- ・表示温度精度 : ±0.3℃
- ・温度表示 : デジタル3桁
- ・使用環境 : 10℃~35℃
- ・顕微鏡の上に置き精液を38℃に温め活力検査に使用する加温板。

〈精液充填機〉



- ・手動式
- ・熟練すると1時間に150~200パック充填シールが可能となります。
- ・電源設定:AC100V 50/60Hz

〈インキュベーター〉

型式 : CI-A


- ・設定温度 : 18℃±2℃(一定)
- ・使用電源 : AC 100V
- ・消費電力 : 200W
- ・環境温度 : 5℃~40℃
- ・内容量 : 47L
- ・サイズ : 縦495mm×横475mm×奥行500mm。



〈Nクール〉

精液輸送箱

- ・特殊成形で保管・組立が容易。
- ・保温性が高く、発泡スチロール製と遜色なし。
- ・箱のサイズは「特大・大」「中・小」二箱を組み合わせて利用。
- ・ダイオキシンの発生がなく環境に優しい対応品。



〈スポンジカテーテル〉

使い捨てカテーテル

- ・スポンジ状構造で適正な内径・外形・長さ。
- ・個別包装で衛生的。
- ・その他逆流防止のキャップ付きもあります。

経産豚用

未経産豚用



〈精液バッグ〉



- ・内容量: 100mlまで可能。
- ・1巻250枚。
- ・カテーテルへの取り付けはハサミ不要で簡単接続。

＜AI用採取容器＞

＜ハニーフィルター＞

- ・滅菌不要で精液採取後にフィルターを切り離せばそのまま希釈できます。



＜精液希釈液＞

- 品名 : CMK-1
- ・液状タイプのシムコオリジナル商品です。
- ・10L毎のボトルタイプ。

各種設備・器具、何でもご相談下さい。

*** お問い合わせ先 ****

株式会社シムコ

- ・ 東日本営業所 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-35-13
TEL : 03-5626-2311
- ・ 西日本営業所 〒891-0143 鹿児島県鹿児島市和田一丁目51-31
TEL : 099-260-0262
- ・ 中日本営業所 〒672-8064 兵庫県姫路市飾磨郡細江字浜万才1290
FAX : 079-244-1208
- ・ E-mail: sales@cimco.co.jp
- ・ http://www.cimco.co.jp